

# iHealth®

## Wireless Pulse Oximeter



## QUICK START GUIDE

### SET-UP INSTRUCTIONS

#### CHARGE THE BATTERY BEFORE FIRST USE

Plug the iHealth Wireless Pulse Oximeter into a USB port for three hours or until the battery indicator turns off.

#### DOWNLOAD APP

Download the free "iHealth MyVitals" app from the App store (compatible iOS device ) or Google play store (compatible Android device ). Follow the on-screen instruction to register and set up your iHealth useraccount. (Your compatible iOS device should be version 5.0 or later And Android device should be version 4.3 or later )



iHealth MyVitals

#### ACCESS IHEALTH CLOUD

Upon setting up your app user account, you will also have access to a free, secure iHealth Cloud account by using your app login name and password. Go to [www.ihealthlabs.com](http://www.ihealthlabs.com), then click on " Sign In".

#### TURN BLUETOOTH "ON"

Your iHealth Wireless Pulse Oximeter uses *Bluetooth* 4.0 Low Energy(BLE) technology. Enable the *Bluetooth* on your device (If iOS device :Settings->General->Bluetooth->On If Android device:Settings->Bluetooth->On),launch the app to initiate the connection. The *Bluetooth* icon will light up and stop flashing when a successful connection is established. The date and time of the Pulse Oximeter will be synced with your iOS device upon first successful connection.

### TESTING INSTRUCTIONS

1. Open the clamp of the Pulse Oximeter, then place your middle, ring or index finger of your left hand into the rubber opening of the oximeter with nail side down, as pictured.
2. On the front panel, press the "Start" button once to turn the oximeter on.
3. Keep your hand still for the reading.
4. After a few seconds, your SpO2 reading will appear on the oximeter display screen and the app if the app is turned on.
5. If the signal strength is too low, switch to another finger and perform the test again.
6. Remove the oximeter from the finger. The oximeter will automatically turn off after 8 seconds.



# iHealth®

Funkgesteuertes Pulsoximeter



## SCHNELLSTARTANLEITUNG

### EINRICHTUNG

#### LADEN SIE DEN AKKU VOR DER ERSTEN VERWENDUNG AUF.

Verbinden Sie das iHealth-Pulsoximeter drei Stunden mit einem USB-Anschluss oder bis sich die Akkuanzeige abschaltet.

#### APP HERUNTERLADEN

Laden sie die kostenlose App „iHealth MyVitals“ aus dem App Store (kompatibel mit iOS-Geräten) oder dem Google Play Store (kompatibel mit Android-Geräten) herunter. Folgen Sie zur Registrierung den Anweisungen auf dem Bildschirm und richten Sie Ihr persönliches iHealth-Benutzerkonto ein. (Ihr kompatibles iOS-Gerät sollte mit der Version 5.0 oder höher und Android-Geräte sollten mit der Version 4.3 oder höher ausgestattet sein).



iHealth MyVitals

#### ACCESS IHEALTH CLOUD

Nach der Einrichtung Ihres App-Benutzerkontos haben Sie mit Ihrem Anmeldenamen und dem Passwort Zugang zu einem kostenlosen, sicheren iHealth-Cloud-Konto. Öffnen Sie [www.ihealthlabs.com](http://www.ihealthlabs.com) und klicken Sie auf "Sign In" (Anmelden).

### BLUETOOTH AKTIVIEREN

Ihr funkgesteuertes Pulsoximeter von iHealth nutzt die *Bluetooth* 4.0 Low Energy (BLE-)Technologie. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät an (bei iOS-Geräten: Einstellungen->Allgemein->Bluetooth->An; bei Android-Geräten: Einstellungen->Bluetooth->An), starten Sie die App, um die Verbindung herstellen. Das *Bluetooth*-Symbol leuchtet auf; wenn die Verbindung hergestellt ist, blinkt das Symbol nicht mehr. Datum und Uhrzeit des Pulsoximeters werden nach der ersten erfolgreichen Verbindung mit Ihrem iOS-Gerät synchronisiert.

### TESTING INSTRUCTIONS

1. Öffnen Sie die Klammer des Pulsoximeters, legen Sie den Mittel-, Ring- oder Zeigefinger der linken Hand auf die Gummiöffnung des Oximeters; der Nagel zeigt - wie abgebildet - nach unten.
2. An der Vorderseite drücken Sie einmal die Taste „Start“, um das Oximeter einzuschalten.
3. Halten Sie die Hand während der Messung still.
4. Nach einigen Sekunden wird der SpO<sub>2</sub>-Messwert am Oximeter-Display und in der App angezeigt, sofern diese aktiviert wurde.
5. Sollte die Signalstärke schwach sein, wiederholen Sie die Messung mit einem anderen Finger.
6. Lösen Sie das Oximeter von Ihrem Finger. Das Oximeter schaltet sich nach 8 Sekunden automatisch ab.



# iHealth®

Oxymètre de pouls sans fil



## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

### INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION

#### CHARGEZ LA BATTERIE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Branchez l'Oxymètre de pouls sans fil iHealth sur un port USB pendant trois heures, ou jusqu'à ce que le voyant de batterie s'éteigne.

#### TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION

Téléchargez l'application gratuite « iHealth MyVitals » depuis l'App Store (pour les appareils iOS) ou le Google Play Store (pour les appareils Android). Suivez les instructions affichées à l'écran pour vous inscrire et créer votre compte utilisateur iHealth. (Votre appareil iOS doit être à la version 5.0 ou plus récente, et votre appareil Android à la version 4.3 ou plus récente).



#### ACCÈS AU NUAGE iHEALTH

En configurant votre compte d'utilisateur de l'application, vous aurez également accès à un compte en nuage iHealth gratuit et sûr, à l'aide de votre nom de connexion et de votre mot de passe pour l'application.

Rendez-vous sur [www.ihealthlabs.com](http://www.ihealthlabs.com), puis cliquez sur « Sign In » (se connecter).

#### ACTIVEZ LA BLUETOOTH

Votre oxymètre de pouls sans fil iHealth utilise la technologie *Bluetooth* 4.0 basse énergie dite « BLE ».

Activez le Bluetooth sur votre appareil [Si appareil iOS : Réglages->Général->Bluetooth->Activé Si appareil Android : Paramètres->Bluetooth->Activé], et lancez l'application pour démarrer la connexion. L'icône *Bluetooth* s'allumera et cessera de clignoter dès que la connexion sera établie avec succès. La date et l'heure de votre Oxymètre de pouls se synchroniseront avec celles de votre dispositif iOS dès la première connexion réussie.

### INSTRUCTIONS POUR LES MESURES

1. Ouvrez la pince de l'Oxymètre de pouls, puis placez le majeur, l'annulaire ou l'index de votre main gauche dans l'ouverture en caoutchouc de l'oxymètre, le côté de l'ongle vers le bas comme dans la présente image.
2. Sur le panneau frontal, appuyez une fois sur le bouton « Start » (Démarrer) pour allumer l'oxymètre.
3. Laissez votre main immobile pendant la mesure.
4. Au bout de quelques secondes, la valeur de votre SpO2 s'affichera sur l'écran de l'oxymètre et dans l'application si celle-ci est activée.
5. Si le signal est trop faible, changez de doigt et réessayez.
6. Enlevez l'oxymètre de votre doigt. L'oxymètre s'éteindra automatiquement au bout de 8 secondes.

