

A questo punto, la misurazione viene registrata automaticamente nella zona di memoria.

Questo apparecchio si rigonfierà automaticamente fino a 220 mmHg se il sistema rileva che il corpo ha bisogno di una pressione più alta per misurare la pressione sanguigna.

Note: 1. Questo apparecchio si spegne automaticamente dopo circa un 1 minuto da quando si è premuto l'ultimo tasto.

2. Per interrompere la misurazione, è sufficiente premere il tasto di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO/AVVIO o il tasto Memoria; il bracciale si sgonfierà immediatamente.

Lettura dei Valori salvati in Memoria

1. Il dispositivo ha due zone di memoria (1 e 2). Ogni zona può registrare fino a 60 misurazioni.
2. Per visualizzare le misurazioni salvate in memoria, usare il tasto Selezione Utente per selezionare una zona di memoria (1 o 2) da cui leggere i valori. Premere il tasto Memoria. La prima lettura visualizzata è la media delle ultime tre misurazioni salvate nella memoria.
3. Continuare a premere il tasto memoria per visualizzare l'ultima misurazione precedentemente registrata. Ad ogni misurazione viene assegnato un numero di sequenza nella memoria.

Nota: La banca dati può salvare fino a 60 letture. Quando si superano le 60 letture, i dati meno recenti vengono sostituiti con quelli nuovi. Premendo il tasto MEMORIA, si visualizzeranno la data e l'ora in maniera alternata con un intervallo di 4 secondi, insieme alla media o alla precedente misurazione salvata.

Cancellazione dei Valori dalla Memoria


1. Premere il tasto Selezione Utente per selezionare la zona di memoria 1 o la zona di memoria 2.
2. Tenere premuto il tasto Memoria per circa 5 secondi, così i dati presenti nella memoria selezionata possono essere cancellati automaticamente.

Regolazione dell'ora

1. Per regolare la data e l'ora sul monitor dopo aver installato o riposizionato le batterie. Sul display lampeggerà il numero indicante la data.
2. Cambiare la data premendo il tasto Memoria. Ogni click aumenterà il numero. Premere il tasto di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO/AVVIO per confermare l'inserimento e sullo schermo lampeggerà un numero che rappresenta il mese.
3. Cambiare il mese, l'ora e i minuti come appena descritto al punto 2, usando il tasto Memoria per cambiare e il tasto di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO/AVVIO per confermare l'inserimento.
4. Quando il Misuratore di Pressione Sanguigna è pronto per una nuova misurazione, lo "0" riapparirà sullo schermo.

Trasferimento dei Dati sul PC (Opzionale)

Rossmax fornisce un software di gestione della pressione sanguigna integrato, gratuito e intuitivo che può essere scaricato e installato sul computer. È possibile acquistare uno speciale cavo USB per connettere il Misuratore di Pressione Sanguigna Rossmax al PC. Per procedere al download e all'installazione, visitare il sito <http://www.rossmax.com>.



Risoluzione dei problemi

Se si verificano anomalie durante l'uso, verificare i seguenti punti.

Sintomi	Punti da controllare	Correzione
Sintomi Punti da controllare Correzione	Le batterie sono scariche?	Sostituirle con due batterie nuove.
	I poli delle batterie sono posizionati in maniera errata?	Inserire nuovamente le batterie posizionandole correttamente.
Sul display compare il simbolo EE o un valore di pressione eccessivamente basso (alto)	Il bracciale è posizionato correttamente?	Avvolgere il bracciale correttamente in modo che sia applicato bene.
	Si è parlato o ci si è mossi durante la misurazione?	Ripetere la misurazione.
	Il polso con il bracciale è stato scosso?	Tenere il braccio fermo durante la misurazione.

Nota: se il dispositivo continua a non funzionare, restituirlo al rivenditore. Non smontare, né riparare per nessun motivo l'apparecchio da soli.

Precauzioni

1. Il dispositivo contiene pezzi di alta precisione. Di conseguenza, evitare temperature estreme, umidità e luce solare diretta. Evitare di far cadere o scuotere con forza l'unità principale e proteggerla dalla polvere.
2. Pulire accuratamente il corpo del misuratore di pressione e il bracciale con un panno morbido, leggermente inumidito. Non premere. Non lavare il bracciale, né utilizzare detergenti chimici su di esso. Non usare mai diluenti, alcol o benzina come detergenti.
3. Le batterie che perdono possono danneggiare l'apparecchio. Rimuovere le batterie quando non si usa il dispositivo per tanto tempo.
4. L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini, per evitare situazioni pericolose.
5. Se il dispositivo viene conservato a temperature vicine allo zero, lasciarlo acclimatare a temperatura ambiente prima dell'uso.
6. Questo apparecchio non può essere riparato sul posto. Non utilizzare nessuno strumento per aprire il dispositivo, né tentare di regolare nulla al suo interno. In caso di problemi, contattare il negozio o il medico presso cui è stato acquistato questo apparecchio, oppure contattare Rossmax International Ltd.
7. Un problema comune a tutti i misuratori di pressione che utilizzano la funzione di misurazione oscillometrica è che il dispositivo può avere difficoltà nel determinare la pressione sanguigna corretta per utenti con diagnosi di aritmia comune (battiti atriali o ventricolari prematuri o fibrillazione atriale), diabete, scarsa circolazione sanguigna, problemi ai reni o per coloro che hanno avuto un infarto o sono incoscienti.
8. Per interrompere il funzionamento in qualsiasi momento, premere il tasto di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO/AVVIO e l'aria nel bracciale uscirà rapidamente.
9. Una volta che il gonfiaggio raggiunge i 300 mmHg, il dispositivo inizierà a sgonfiarsi rapidamente, per motivi di sicurezza.
10. Tenere presente che si tratta di un prodotto destinato solo all'assistenza sanitaria domestica e non è inteso come sostituto alla consulenza di un medico o di un operatore sanitario.
11. Non utilizzare questo dispositivo per la diagnosi o il trattamento di problemi di salute o malattie. I risultati delle misurazioni sono solo a scopo di riferimento. Consultare un professionista per l'interpretazione delle misurazioni di pressione. Contattare il proprio medico in caso di problema medico conclamato o presunto. Non cambiare i farmaci senza la consulenza del proprio medico o professionista.
12. Interferenza elettromagnetica: il dispositivo contiene componenti elettronici sensibili. Evitare di tenere il dispositivo nelle vicinanze di forti campi elettrici o elettromagnetici (per esempio smartphone, forni a microonde) o a meno di 1,5 km da antenne di trasmissione AM, FM o TV. Questi possono compromettere temporaneamente la precisione di misurazione.
13. Smaltire il dispositivo, le batterie, i componenti e gli accessori in ottemperanza alle normative locali vigenti.
14. Questo misuratore potrebbe non soddisfare le specifiche prestazionali se conservato o utilizzato al di fuori degli intervalli di temperatura e umidità specificati nelle Specifiche.
15. Le batterie possono essere fatali se ingerite. Riporre le batterie e gli altri articoli in un luogo non accessibile a bambini piccoli. Contattare immediatamente un medico in caso di ingestione di batterie.
16. Notare che durante il gonfiaggio, le funzioni dell'arto in questione potrebbero essere compromesse.
17. Evitare qualsiasi blocco, compressione o piegamento meccanico della linea del bracciale.
18. Accertarsi che il bracciale non sia posizionato su un braccio in cui le arterie o le vene sono sottoposte a trattamento medico, per esempio accesso o cura intravascolare o shunt arterovenoso (AV).
19. In caso di aver ricevuto un intervento di mastectomia, non applicare il bracciale sul lato del corpo interessato.
20. Non applicare il bracciale su ferite, perché potrebbe causare ulteriori lesioni.
21. Non aggiustare, né eseguire la manutenzione del dispositivo e del bracciale durante l'uso.

Specifiche

Alimentazione	2 batterie ministilo (AAA) DC 3V
Metodo di misurazione	Oscillometrico
Intervallo di misurazione	Pressione: 30~260 mmHg; Polso: 40~199 battiti/minuto
Precisione	Pressione: ± 3 mmHg; Polso entro $\pm 5\%$ della lettura
Sensore di pressione	Semiconduttore
Gonfiaggio	Azionato da pompa
Sgonfiamento	Valvola di sfianto dell'aria automatica
Capacità di memoria	60 memorie per ogni zona. 2 zone.
Spegnimento automatico	1 minuto dopo aver premuto l'ultimo tasto
Ambiente di funzionamento	10 °C~40 °C; 15% ~ 85% RH; 700 ~ 1060 hPa
Ambiente per il trasporto e la conservazione	-10 °C~60 °C; 10%~90% RH; 700 ~ 1060 hPa
Dimensioni	67 (L) X 75,7 (l) X 30 (H) mm
Peso	81 g (senza batterie)
Circonferenza polso	13,5~22 cm
Utenti target	Adulti
	Tipo BF: dispositivo e bracciale sono progettati per offrire speciale protezione dalle scosse elettriche.
Classificazione IP	IP22: Protezione dall'infiltrazione dannosa di acqua e particolato
* Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.	

Electromagnetic Compatibility Information

1. This device needs to be installed and put into service in accordance with the information provided in the user manual.
 2. WARNING: Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the BQ705, including cables specified by the manufacturer. Otherwise, degradation of the performance of this device could result.
- If higher IMMUNITY TEST LEVELS than those specified in Table 9 are used, the minimum separation distance may be lowered. Lower minimum separation distances shall be calculated using the equation specified in 8.10.

Manufacturer's declaration-electromagnetic immunity			
The BQ705 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the BQ705 should assure that is used in such an environment.			
Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment-guidance
Conducted RF IEC 61000-4-6	3 Vrms: 0,15 MHz – 80 MHz 6 Vrms: in ISM and amateur radio bands between 0,15 MHz and 80 MHz	Not applicable	Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the BQ705 including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. Recommended separation distance: $d = 1,2 \sqrt{P}$, $d = 1,2 \sqrt{P}$ 80MHz to 800 MHz, $d = 2,3 \sqrt{P}$ 800MHz to 2,7 GHz Where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in metres (m). Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol:
	80 % AM at 1 kHz	Not applicable	
Radiated RF IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80 % AM at 1 kHz	10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80 % AM at 1 kHz	
NOTE1: At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies. NOTE2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.			

More information on EMC compliance of the device can be obtained from Rossmax website: www.rossmax.com.

ATTENZIONE: Il simbolo su questo prodotto indica che si tratta di un prodotto elettronico e, in ottemperanza alla direttiva europea 2012/19/UE, i prodotti elettronici devono essere smaltiti nel centro di riciclaggio locale per un trattamento sicuro.

rossmax

Modello: **BQ705**



IT Misuratore di Pressione Sanguigna

www.rossmax.com

Certificato di garanzia

Questo strumento è coperto da una garanzia di 2 anni dalla data di acquisto. La garanzia è valida solo su presentazione della scheda di garanzia compilata o timbrata dal venditore/rivenditore, che conferma la data di acquisto o la ricevuta. Batterie, bracciale e accessori non sono inclusi. L'apertura o la modifica dello strumento fa decadere la garanzia. La garanzia non copre danni, incidenti o il mancato rispetto del manuale di istruzioni. Contattare il venditore/rivenditore locale o www.rossmax.com.

Nome del cliente: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

Indirizzo e-mail: _____

Informazioni sul prodotto

Data di acquisto: _____

Negoziò in cui è stato acquistato: _____

Rossmax Swiss GmbH,
Widnauerstrasse 1, CH-9435
Heerbrugg, Switzerland

ISO 13485
 CE
OBM_IB_BQ705(1)NMT_1T_SW_ver2205
IN080705000000XX

Introduzione

Le misurazioni della pressione sanguigna ottenute con BQ705 sono equivalenti a quelle realizzate da un operatore qualificato usando il metodo dell'auscultazione con bracciale/stetoscopio, entro i limiti stabiliti dallo Standard Nazionale Americano per Sfigmomanometri Elettronici o Automatici. L'apparecchio è destinato all'uso da parte di utenti adulti in ambiente domestico. Il paziente è l'utente target. Non usare questo apparecchio su bambini piccoli o neonati. BQ705 è protetto da difetti di fabbricazione da un Programma di Garanzia Internazionale. Per informazioni sulla garanzia è possibile contattare il produttore, Rossmax International Ltd. o il vostro distributore locale.

 Attenzione: consultare i documenti allegati. Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso. Per informazioni specifiche sulla propria pressione sanguigna, contattare il proprio medico. Assicurarsi di conservare questo manuale.

Funzionamento dell'apparecchio

BQ705 utilizza il metodo oscillometrico per rilevare la pressione sanguigna. Prima che il bracciale inizi a gonfiarsi, lo strumento stabilisce una pressione di base del bracciale, equivalente alla pressione dell'aria. La misurazione della pressione sanguigna si basa su questa pressione di base. Dopo che il bracciale si gonfia per bloccare il sangue nell'arteria, inizia il processo di sgonfiamento. In fase di sgonfiamento del bracciale, il monitor rileverà le oscillazioni di pressione generate dalle pulsazioni cardiache. Il movimento di qualsiasi muscolo durante questa fase causerà errori di misurazione. Dopo aver rilevato l'ampiezza e la pendenza delle oscillazioni di pressione durante il processo di sgonfiamento, l'apparecchio BQ705 determinerà la pressione sistolica, la pressione diastolica e il battito cardiaco.

Premesse

Questo Misuratore di Pressione Sanguigna è conforme alle normative europee ed è provvisto di marchio "CE 1639". La qualità del dispositivo è stata verificata e risulta conforme alle disposizioni della direttiva 93/42/CEE del consiglio (Direttiva sui Dispositivi Medici), Allegato I requisiti essenziali e relative norme armonizzate.

EN 1060-1: 1995/A2: 2009 Sfigmomanometri non invasivi – Parte 1 – Requisiti generali

EN 1060-3: 1997/A2: 2009 Sfigmomanometri non invasivi – Parte 3 – Requisiti supplementari per sistemi elettromeccanici di misurazione della pressione sanguigna.

EN 1060-4: 2004 Sfigmomanometri non invasivi – Parte 4: Procedimenti di prova per determinare l'accuratezza generale del sistema degli sfigmomanometri automatici non invasivi.

ISO 81060-2: 2013 Sfigmomanometri non invasivi – Parte 2 – Indagine clinica per il tipo a misurazione automatica.

Questo misuratore di pressione sanguigna è stato progettato per durare a lungo. Per garantirne una precisione continuativa, si raccomanda di ricalibrare tutti i misuratori di pressione digitali. Questo misuratore (in condizioni di utilizzo normali, ovvero circa 3 misurazioni al giorno) non richiede alcuna ricalibrazione per 2 anni. Quando il dispositivo dovrà essere ricalibrato, verrà visualizzato  sul display. L'apparecchio deve essere ricalibrato anche se il dispositivo subisce danni a causa di un forte impatto (per esempio, se cade), oppure se viene a contatto con liquidi e/o esposto a sbalzi di temperatura estremamente alti o bassi o umidità. Quando viene visualizzato , è sufficiente rivolgersi al rivenditore più vicino per il servizio di ricalibrazione.


Standard di Pressione Sanguigna

Il Comitato di Coordinamento del National High Blood Pressure Education Program ha elaborato degli standard di pressione sanguigna, classificando gli intervalli di pressione sanguigna in 4 gradi. (Si veda Il Settimo Rapporto del Joint National Committee sulla Prevenzione, Diagnosi, Valutazione e Trattamento dell'Ipertensione Arteriosa – Rapporto Completo JNC-7, 2003). Questa classificazione della pressione sanguigna si basa su dati storici e potrebbe non essere direttamente applicabile ad un particolare paziente. È importante consultare regolarmente il proprio medico che comunicherà l'intervallo di pressione normale, nonché il livello che dovrà essere considerato a rischio. Per un monitoraggio affidabile e un riferimento della pres-


sione sanguigna si consiglia di registrare i dati a lungo termine. È possibile scaricare il registro di pressione sanguigna dal nostro sito www.rossmax.com.

Blood Pressure Standard (JNC7: 2003, unit: mmHg)				
	Systolic Pressure (mmHg)		Diastolic Pressure (mmHg)	
Normal	<120	and	<80	
Suspected Hypertension	 120~139	or	80~89	
Suspected Stage 1 Hypertension	 140~159	or	90~99	
Suspected Stage 2 Hypertension	 ≥160	or	≥100	

Nome/funzione di ciascuna parte



Nome/funzione di ciascuna parte



Spiegazione dei Messaggi Visualizzati

EE / Errore di misurazione: Ripetere la misurazione. Avvolgere correttamente il bracciale e tenere il polso fermo durante la misurazione. Se continua a verificarsi questo errore, restituire il dispositivo al distributore o al centro di assistenza locale.

E1 / Anomalia Circuito Aria: Ripetere la misurazione. Se si verifica ancora questo errore, restituire il dispositivo al distributore o al centro di assistenza locale.

E2 / Pressione Superiore a 300 mmHg: Spegner il dispositivo e ripetere la misurazione. Se si verifica ancora questo errore, restituire il dispositivo al distributore o al centro di assistenza locale.

E3 / Errore Dati: Rimuovere e ricaricare le batterie. Se si verifica ancora questo errore, restituire il dispositivo al distributore o al centro di assistenza locale.

Er / Superamento Intervallo di Misurazione: Ripetere la misurazione. Se si verifica ancora questo errore, restituire il dispositivo al distributore o al centro di assistenza locale.

Rilevamento Movimento

Il "Rilevamento del Movimento" aiuta a ricordare all'utente di rimanere fermo e rileva qualsiasi tipo di movimento del corpo durante la misurazione. L'icona specificata viene visualizzata se viene rilevato un "movimento del corpo" durante e dopo ciascuna misurazione.

Nota: si consiglia vivamente di ripetere la misurazione se viene visualizzata l'icona .

Modalità Ospite

Questo dispositivo ha una funzione di misurazione singola, che non viene memorizzata. Premere il tasto di Selezione Utente per selezionare la zona di memoria dell'ospite e seguire la Procedura di Misurazione per eseguire correttamente una misurazione. Quando la misurazione è completata, il valore rilevato non verrà salvato nella zona di memoria.



Indicazione di Rischio di Ipertensione

Il Comitato di Coordinamento del National High Blood Pressure Education Program ha elaborato degli standard di pressione sanguigna, classificando gli intervalli di pressione sanguigna in 6 gradi. Questo apparecchio è dotato di un'indicazione innovativa di rischio di ipertensione, che mostra visivamente il livello di rischio presunto (normale  / preipertensione  / ipertensione grado 1  / ipertensione grado 2 ) a seconda del risultato dopo ogni misurazione.

Rilevamento del Battito Cardiaco Irregolare (IHB)

Questo dispositivo è dotato di Rilevamento di battito cardiaco irregolare (IHB), che consente a coloro che hanno un battito cardiaco irregolare di ottenere misurazioni accurate, avvisando l'utente della presenza di battito cardiaco irregolare durante la misurazione.

Nota: si consiglia vivamente di consultare il proprio medico se l'icona IHB () compare spesso.

Installazione delle Batterie


Aprire il coperchio della batteria nel verso giusto. Posizionare la batteria nella corretta posizione. Tipo di batteria: 2 ministilo (AAA). Riposizionare il coperchio e spingere nel verso opposto per fissare il coperchio della batteria.

Sostituire le batterie se:

1. Sul display viene visualizzata l'icona di batteria scarica.
2. Si preme il tasto di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO/AVVIO e sul display non compare nulla.
- Sostituire le batterie in coppia.
- Rimuovere le batterie se l'apparecchio non viene usato per periodi prolungati.


Attenzione:

1. Le batterie sono un rifiuto pericoloso. Non smaltirle insieme ai rifiuti domestici.
2. All'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente. Le batterie o i danni causati da batterie vecchie non sono coperti dalla garanzia.
3. Utilizzare esclusivamente batterie di marca. Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente. Usare batterie della stessa marca e dello stesso tipo.




Applicazione del bracciale

1. Rimuovere orologi, bracciali, ecc. prima di applicare il misuratore da polso. Le maniche degli indumenti devono essere sollevate e il bracciale deve essere applicato sulla pelle nuda per ottenere una misurazione corretta.
2. Applicare il bracciale al polso sinistro tenendo i palmi rivolti verso l'alto (fig. ①).
3. Assicurarsi che il bordo del bracciale sia a circa 1 cm dal palmo (fig. ②).
4. Per ottenere una misurazione accurata, stringere saldamente la fascia in velcro attorno al polso, avendo cura di non lasciare spazio tra il bracciale e il polso (fig. ③). Se il bracciale non è abbastanza aderente, le misurazioni potrebbero essere falsate.
5. Se il medico ha diagnosticato problemi circolatori al braccio sinistro, posizionare attentamente il bracciale attorno al polso destro (fig. ④).



Postura Corretta per la Misurazione

1. Posizionare il gomito sul tavolo in modo da avere il bracciale alla stessa altezza del cuore (fig. ⑤). Nota: il cuore si trova leggermente sotto il cavo ascellare, appena a sinistra dal centro del torace. Rilassare interamente il corpo, soprattutto l'area tra il gomito e le dita.
2. Se il bracciale non si trova alla stessa altezza del cuore o se non si riesce a tenere il braccio completamente fermo durante il rilevamento, usare un oggetto morbido come un asciugamano piegato per supportare il braccio (fig. ⑥). Non mettere oggetti duri a contatto con il bracciale.
3. Rivolgere i palmi delle mani verso l'alto.
4. Sedersi dritti su una sedia e fare 5-6 respiri profondi. Evitare di inclinarsi all'indietro durante la misurazione (fig. ⑦).



Procedure di Misurazione

Nota bene:

Ecco alcuni suggerimenti utili per ottenere letture più accurate:

- La pressione sanguigna cambia ad ogni battito cardiaco ed è in costante oscillazione nell'arco della giornata.
- La registrazione della pressione sanguigna può essere influenzata dalla posizione dell'utente, dalle sue condizioni fisiologiche e da altri fattori. Per una maggiore precisione, attendere un'ora dopo aver fatto esercizio fisico, aver fatto il bagno, aver mangiato, aver bevuto bevande contenenti alcol o caffeina, o aver fumato per misurare la pressione.
- Prima della misurazione si consiglia di sedersi tranquillamente per almeno 5 minuti, in quanto la misurazione eseguita in condizioni di rilassamento risulterà più accurata. Non bisognerebbe essere fisicamente stanchi o esausti quando si esegue la misurazione.
- Non effettuare alcuna misurazione se si è stressati o sotto tensione.
- Non parlare, né muovere i muscoli di braccia o mani durante la misurazione.
- Non incrociare le gambe mentre si è seduti e tenere i piedi appoggiati al pavimento durante la misurazione.
- Misurare la pressione sanguigna ad una temperatura corporea normale. Se si sente freddo o caldo, attendere un attimo prima di effettuare la misurazione.
- Se il dispositivo viene conservato a temperature molto basse (vicine allo zero), collocarlo in un ambiente caldo per almeno un'ora prima di utilizzarlo.
- Attendere 5 minuti prima di effettuare la misurazione successiva.

1. Premere il tasto Selezione Utente per selezionare la zona di memoria 1, la zona di memoria 2 o la modalità ospite.
2. Posizionare il bracciale sul polso. Premere il tasto di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO/AVVIO. Per circa un secondo compariranno tutte le icone per verificare le funzioni del display. La procedura di controllo sarà completata in 2 secondi.
3. Dopo la comparsa di tutti i simboli, sul display lampeggerà uno "0". Il dispositivo è pronto alla misurazione e si gonfierà automaticamente per iniziare il rilevamento.
4. Una volta completata la misurazione, il bracciale scaricherà la pressione interna. Lo schermo LCD mostrerà contemporaneamente la pressione sistolica, la pressione diastolica e il battito cardiaco insieme alla data e all'ora che appaiono in maniera alternata con un intervallo di 4 secondi.